

## **ODVZEM PERIANALNEGA BRISA**

1. Pacient v laboratoriju prejme celofanski bris z indentifikacijsko kodo.
2. Pacient se zvečer pred spanjem umije.
3. Zjutraj, ko se zbudi (pred uriniranjem, iztrebljanjem in umivanjem) si preiskovanec odvzame odtis kožnih gub perianalnega območja s pomočjo lepljivega celofanskega traku.
4. Lepljiv celofanski trak odlepi od predmetnega stekla in ga nalepi na analno odprtino za nekaj sekund.
5. Potem ga zalepi nazaj na predmetno steklo in ga prinese v laboratorij.
6. V laboratoriju se odtis mikroskopsko pregleda na prisotnost jajčec *Enterobius vermicularis*.

VZORCE SPREJEMAMO: od ponedeljka – petka od 6:45– 10:00 h